
ダイヤモンドワイヤーソー



【切断ワイヤー径・砥粒サイズ】

- Φ0.3mm, 砥粒サイズ60 μ m
- Φ0.22mm, 砥粒サイズ40 μ m

【切断試料推奨サイズ】

•30mm×30mm×10mm以下

機種名

メイワフォーシス社 ダイヤモンドワイヤーソー DWS3500P

2020年度購入

特徴

- 繋ぎ目がなく、砥粒の脱粒し難いダイヤモンドワイヤーによって試料切断面にダメージを極力生じさずに切断可能
- 送り速度は装置の傾斜で制御 するため、切断圧力を任意に設 定可能
- デジタルマイクロスコープにより 切断位置を確認可能
- 湿式・乾式切断の両方が可能

料金等

機器使用 1,000円/時 操作説明法 3,900円

※ ご利用申し込みは実施日の3日前まで可能です。

研究員による支援

3,900円/時