

X線C Tを使用すると、切断しなくても野菜の内部を観察することができます



パプリカ



内側の芽も切らずに判ります



種の付き方


パプリカのC T断面画像

トマトのゼリー部分の気泡の有無も
切らずに観察できます。




生トマト


種の付き具合も切
らずに判ります



凍結乾燥トマト




タマネギの「りん片」や「分球」も切らずに観察できます



エノキ茸の内部に石突がある様子も判ります



生イチゴ



凍結乾燥イチゴ

乾燥すると、水分が無くなるので、内部の構造がよりはっきり観察できます

※イチゴ表面の種への水の通り道も判ります