

# アンプル用凍結乾燥装置

凍結乾燥機




## 機種名

東京理化器械株式会社  
EYELA FDU-2200, PMH-12  
2011年度購入

## 特徴

アンプル瓶や試験管の凍結したサンプルを本器機で真空引きすることで乾燥させることができます。

ガラスアンプル(φ10 mm),  
試験管(φ15 mm)に対応しています



### 【仕様】

トラップ 冷却温度	-80 °C
多岐管	PMH-12(12本)
除湿量	1 L / 回
表示・設定	デジタル表示・シートキー入力
真空解除機能	真空 自動リーク弁
トラップ 解氷機能	ホットガスによる解氷方式
その他機能	真空ポンプ自動運転機能, 真空度・トラップ温度監視機能, ストップウォッチ機能, 停電復帰選択機能

## 料金等

機器使用: 250 円 / 時  
操作法説明: 3,900 円 / 時

研究員による支援

3,900 円 / 時

菌株の凍結乾燥保存

実施例  
乳酸菌株の保存

ご利用申し込みは実施日の3日前までにお願います。  
ただし、打ち合わせ、機器の空き具合等によってご希望にお応えできない場合がありますので、事前にお問い合わせください。