

冷却遠心分離機

遠心分離



機種名

久保田商事株式会社
ハイブリッド高速冷却遠心機 6200
 2011年度購入

特徴

DNAのエタノール沈殿などに使用します。また、各種ローターを備えていますので、目的の容量に合わせた遠心分離が可能です。各種遠沈管はご用意ください。

各種ローターを備えています



【仕様】

最高回転数	16,000 rpm
最大遠心力	23,470 × g (AF-2724A)
最大処理量	2,000 mL
加速・減速	急、緩、超緩の3段階切替
速度設定	設定10 rpmステップ
遠心力設定	設定10 × gステップ
タイマ設定	1~100秒 : 1秒ステップ 100~990秒 : 10秒ステップ 1~100分 : 1分ステップ 100~990分 : 10分ステップ
温度設定	1°Cステップ -20°C~40°C
ローター	AF-2724A (1.5 mL × 24本, 0.5 mL × 12本, 0.2 mL × 12本同時遠心分離可能) AF-5008C (50 mL × 8本, 付属スリーブで15 mLに対応) PF-206 (PCRプレート × 2) SF-722+SF-5004 (500 mL × 4本)

料金等

機器使用: 250 円 / 時
 操作法説明: 3,900 円 / 時

研究員による支援

3,900 円 / 時

菌株の遺伝子解析

実施例
 酵母のITS遺伝子解析, 乳酸菌の16S rRNA遺伝子解析

ご利用申し込みは実施日の3日前までをお願いします。ただし、打ち合わせ、器機の空き具合等によってご希望にお応えできない場合がありますので、事前にお問い合わせください。