

# マイクロプレートウォッシャー

## 機種名

**Tecan社 HydroFlex**

2017年度購入

## 特徴

ELISA分析を行なう際、余剰な抗体などを洗浄する際に使用します。スタンドアロンとPC制御の両方に対応しています。

### 96ウェルプレート専用



### 【仕様】

洗浄液チャンネル	2チャンネル
洗浄ヘッドタイプ	8チャンネル
分注容量	50-3000 $\mu$ L (50 $\mu$ Lステップ) WASH コマンド使用時 50-400 $\mu$ L (50 $\mu$ Lステップ) DISPENSE コマンド使用時
分注正確度	$\leq 2\%$ (300 $\mu$ L/ウェル) ウェル間CV $\leq 4\%$ (300 $\mu$ L/ウェル)
残液量	2 $\mu$ L/ウェル以下 (クロスワイズ吸引時)
攪拌機能	直線, 3段階
リンス機能	自動リンス
ソークタイム	1~3659秒
ポンプ	吸引用ポンプ内蔵
吸引スピード	3段階
圧力設定範囲	150-850 mbar

## 料金等

機器使用: 200 円 / 時

操作法説明: 3,900 円 / 時

研究員による支援

3,900 円 / 時

ELISA分析

実施例  
アレルギー物質の定量検出

ご利用申し込みは実施日の3日前までにお願います。  
ただし、打ち合わせ、機器の空き具合等によってご希望にお応えできない場合がありますので、事前にお問い合わせください。